



[ALOKA PHASED ARRAY UST-5256-3.5 KARDIO](#)

SKU: X042013-02

zzgl. [Versandkosten](#)

Phased Array Sonde 3.5 Mhz
Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . UST 5256-3.5

Phased Array Ultraschallkopf 2.5Mhz für ALOKA SSD-2200 ; SSD-2000 , ...

Anwendung : Kardio

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

