



ALOKA SSD-5500 ULTRASCHALLGERÄT

SKU: R122012

5.800,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Phased Array Sonde UST-5286-2.5Mhz

Aloka UST-5280-5 TEE Sonde

Printer P91 &

Videorekorder SVO-9500MDP

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

| | |
|----------------|-----------------------|
| Mobile | 0049 176 205 800 86 |
| Tel / Homezone | 0049 40 18 20 79 03 |
| Tel / Büro | 0049 40 3 61 61 - 256 |
| Fax. | 0049 40 3 61 61 - 257 |



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Phased Array Sonde UST-5286-2.5Mhz

Aloka UST-5280-5 TEE Sonde

Printer P91 &

Videorekorder SVO-9500MDP

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 150 kg



GALLERIE

