



**ALOKA UST-5283- 2.5 KARDIO PHASED
ARRAY 2.14 - 3.75 MHZ**

SKU: BA022019

zzgl. [Versandkosten](#)

Phased Array Sonde 2.5 Mhz
Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . UST 5283-2.5
Phased Array Ultraschallkopf 2.5Mhz für ALOKA SSD-2200 ; , ...
Anwendung : Kardio
Im sehr guten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

