



## [ALOKA UST-5410H - UST 5410 H LINEAR SONDE](#)

**SKU:** AD032024-K - HM082025-K

**999,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Aloka UST-5410H** ist eine hochauflösende Linearsonde, die präzise und zuverlässige Ultraschalldiagnostik ermöglicht. Sie eignet sich ideal für die Bildgebung oberflächennaher Gewebe und bietet exzellente Detailgenauigkeit bei medizinischen Untersuchungen.



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Aloka UST-5410H Linear Sonde** ist eine hochmoderne Ultraschallsonde, die speziell für präzise lineare Bildgebung in der medizinischen Diagnostik entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch ihre hervorragende Bildauflösung und Zuverlässigkeit aus und unterstützt somit eine genaue Beurteilung von Weichteilstrukturen und oberflächennahen Organen.

### Technische Merkmale:

- **Frequenzbereich:** Die Sonde arbeitet im hochfrequenten Bereich, was eine exzellente Detailauflösung ermöglicht.
- **Lineares Schallkopfmuster:** Ideal für die Darstellung von flachen und oberflächennahen Strukturen, beispielsweise in der Gefäßdiagnostik, Dermatologie und Muskuloskeletalen Bildgebung.
- **Robustes Design:** Die UST-5410H ist für den täglichen klinischen Einsatz konzipiert und bietet eine hohe Langlebigkeit bei gleichzeitig ergonomischer Handhabung.

- **Kompatibilität:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Aloka Ultraschallgeräten, was eine nahtlose Integration in bestehende Systeme garantiert.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Gefäßdiagnostik (z. B. Arterien und Venen)
- Muskuloskelettale Untersuchungen
- Oberflächliche Weichteile
- Dermatologische Diagnostik
- Small Parts Imaging (z. B. Schilddrüse, Brust)

#### **Vorteile der Aloka UST-5410H Linear Sonde:**

- Hochauflösende Bildgebung für präzise Diagnosen
- Ergonomisches Design für komfortable Bedienung auch bei längeren Untersuchungen
- Zuverlässige und konsistente Leistung im klinischen Alltag
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Fachbereichen

Die Aloka UST-5410H Linear Sonde ist somit ein unverzichtbares Instrument für Fachärzte und medizinisches Fachpersonal, die Wert auf exakte und detailreiche Ultraschalluntersuchungen legen. Ihre Kombination aus hoher Bildqualität, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für moderne diagnostische Anforderungen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

### **Versand**

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem  
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

### **Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.  
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.  
Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

### **Lieferumfang**

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.  
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.  
Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

