



[ALOKA UST-5524-7.5 MHZ LINEAR SONDE](#)

SKU: B072013-02 // FV012021-VK // DU022022-K

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet unter anderem für .Aloka ssd-900 , ssd-1000,
ssd-1400 und ssd-1700

Frequenz . 5-10 MHz

Anwendung. Schilddrüse Mamma Small parts

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com


info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet unter anderem für .Aloka ssd-900 , ssd-1000, ssd-1400 und ssd-1700

Frequenz . 3-6 MHz

Anwendung. Schilddrüse Mamma Small Parts

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

