



[ALOKA UST-9126 KONVEX SONDE](#)

SKU: AB032024-K - HQ082025-k

~~444,00 €~~ **400,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

ALOKA UST-9126 Konvex Sonde ist eine hochwertige Ultraschallsonde, die durch ihre konvexe Form eine optimale Tiefenpenetration und ein breites Sichtfeld ermöglicht. Sie eignet sich ideal für abdominale Untersuchungen und liefert präzise Bildqualität für eine zuverlässige Diagnostik.



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **ALOKA UST-9126 Konvex Sonde** ist ein hochwertiges Ultraschallsondenmodell, das speziell für die Anwendung in der medizinischen Diagnostik entwickelt wurde. Diese Sonde zeichnet sich durch ihre hervorragende Bildqualität und Zuverlässigkeit aus, wodurch sie sich ideal für vielseitige Untersuchungen eignet.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Konvexe Bauform:** Die ergonomische, konvexe Form ermöglicht eine optimale Anpassung an die Körperkontur, was besonders bei abdominalen Untersuchungen von Vorteil ist.
- **Frequenzbereich:** Die Sonde arbeitet im Frequenzbereich, der eine ausgezeichnete Balance zwischen Eindringtiefe und Auflösung bietet, um sowohl oberflächliche als auch tiefere Strukturen klar darzustellen.
- **Breites Anwendungsspektrum:** Ideal geeignet für die Abdominalsonographie, Gynäkologie, Urologie und andere Fachbereiche, in denen eine präzise Bildgebung erforderlich ist.
- **Kompatibilität:** Die Sonde ist kompatibel mit zahlreichen ALOKA Ultraschallgeräten, was eine einfache

Integration und flexible Nutzung gewährleistet.

- **Hohe Bildauflösung:** Dank moderner Technologien liefert die UST-9126 detailreiche Bilder, die eine präzise Diagnose unterstützen.

Anwendungsbereiche:

- Abdominaldiagnostik (z. B. Leber, Niere, Milz, Bauchspeicheldrüse)
- Gynäkologische Untersuchungen
- Urologische Diagnostik
- Beurteilung von Weichteilgewebe und Gefäßen

Material und Hygiene:

Die Sonde ist aus robustem, biokompatiblen Material gefertigt, das eine einfache Reinigung und Desinfektion ermöglicht. Dies gewährleistet hohe Hygienestandards und Langlebigkeit im klinischen Einsatz.

Zusammenfassend stellt die **ALOKA UST-9126 Konvex Sonde** eine verlässliche und effiziente Lösung für medizinische Fachkräfte dar, die Wert auf präzise Ultraschalldiagnostik und hohe Bedienerfreundlichkeit legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Entmantelt- wird als defekt verkauft Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

