



**ALOKA UST 934N-3.5 KONVEX
ULTRASCHALLKOPF / ULTRASCHALL SONDE**

SKU: F112016-01

zzgl. [Versandkosten](#)

Sonde im gepflegten Zustand
keine Kristallausfälle
Für Aloka Ultraschallgeräte ; SSD-500; SSD-1100
und andere Modelle

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sonde im gepflegten Zustand
keine Kristallausfälle
Für Aloka Ultraschallgeräte ; SSD-500; SSD-1100 und andere Modelle

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

