



ALOKA UST-959-3.5 ULTRASOUND TRANSDUCER

SKU: AI042014-01

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . UST-959-3.5

Hersteller . Aloka

für Aloka SSD-680Ex, Aloka SSD-1400,

Convex 3.5 MHz

Anwendung : Abdoman, Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . UST-959-3.5

Hersteller . Aloka

für Aloka SSD-680Ex, Aloka SSD-1400,

Convex 3.5 MHz

Anwendung : Abdoman, Geburtshilfe



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

