



[ALOKA UST-979-3.5 MHZ KONVEX SONDE](#)

SKU: BA072013-02

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet unter anderem für .Aloka ssd-900 , ssd-1000,
ssd-1400 und ssd-1700

Frequenz . 3-6 MHz

Anwendung. Abdomen ,

gepflegt

Vollfunktionsfähig

Keine Kristallausfälle

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet unter anderem für .Aloka ssd-900 , ssd-1000, ssd-1400 und ssd-1700

Frequenz . 3-6 MHz

Scan angle of 120 degrees

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

