



[AMBU AVIEW 40500200 ENDOSCOPY DISPLAY MONITOR](#)

SKU: AY092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Ambu aView 40500200 Endoscopy Display Monitor** ist ein hochmodernes medizinisches Anzeigegerät, das speziell für den Einsatz in der Endoskopie entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine außergewöhnlich klare, hochauflösende Bilddarstellung und unterstützt so Ärzte und medizinisches Fachpersonal bei der präzisen Diagnostik und Behandlung.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösendes Display:** Das aView 40500200 verfügt über ein brillantes LCD-Display mit einer exzellenten Auflösung, die eine detailreiche und scharfe Visualisierung der endoskopischen Bilder gewährleistet.
- **Großer Betrachtungswinkel:** Das Display bietet einen weiten Betrachtungswinkel, sodass mehrere Personen gleichzeitig klare Sicht auf die Bilddarstellung haben, ohne dass die Bildqualität beeinträchtigt wird.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Die Bedienung ist benutzerfreundlich gestaltet, was eine schnelle und einfache Navigation durch die Menüs und Einstellungen ermöglicht.
- **Robustes und hygienisches Design:** Das Gehäuse ist leicht zu reinigen und desinfizieren, was den hohen Anforderungen im klinischen Umfeld gerecht wird.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Der Monitor unterstützt verschiedene Schnittstellen, um eine



reibungslose Verbindung mit endoskopischen Kamerasystemen und anderen medizinischen Geräten zu gewährleisten.

- **Mobilität und Flexibilität:** Dank seines kompakten Designs lässt sich der Monitor leicht in unterschiedlichen Untersuchungsräumen einsetzen.

Anwendungsbereiche:

Der Ambu aView 405002000 eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen endoskopischen Disziplinen, darunter:

- Gastroenterologie
- HNO (Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde)
- Urologie
- Chirurgie
- Pulmonologie

Technische Daten (Auszug):

- Displaygröße: ca. 15,6 Zoll
- Auflösung: Full HD (1920 x 1080 Pixel)
- Bildwiederholrate: 60 Hz
- Anschlüsse: HDMI, USB, weitere medizinische Schnittstellen
- Stromversorgung: Netzadapter mit medizinischer Zulassung
- Abmessungen: kompakt und ergonomisch gestaltet

Mit dem Ambu aView 405002000 Endoscopy Display Monitor erhalten Sie ein zuverlässiges und leistungsstarkes Gerät, das die Bildgebung während endoskopischer Verfahren auf ein neues Qualitätsniveau hebt und so zu einer verbesserten Patientenversorgung beiträgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

