



## [ARDO INFANT INCUBATOR AMELIE, AMELIE STAR - INKUBATOR](#)

**SKU:** Ardo Infant

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Nephrologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Ardo Infant Incubator Amelie** sowie der **Amelie Star** sind hochentwickelte Inkubatoren, die speziell für die Bedürfnisse von Früh- und Neugeborenen in der Neonatologie entwickelt wurden. Diese Inkubatoren bieten eine optimale Umgebung zur Stabilisierung und Förderung der Entwicklung von Säuglingen in den ersten kritischen Lebensphasen.

### Produkthighlights und Funktionen:

- **Temperaturkontrolle:** Die Inkubatoren gewährleisten eine präzise und stabile Temperaturregelung, die sich automatisch an die individuellen Bedürfnisse des Kindes anpasst, um eine optimale Wärmeversorgung sicherzustellen.
- **Feuchtigkeitsmanagement:** Ein integriertes Feuchtigkeitskontrollsystem sorgt für ein ideales Klima innerhalb der Kammer, um Austrocknung der empfindlichen Haut zu verhindern und den Flüssigkeitshaushalt zu unterstützen.
- **Ergonomisches Design:** Die großzügige und gut zugängliche Kammer ermöglicht eine einfache Pflege und medizinische Versorgung der kleinen Patienten. Transparente Wände garantieren eine ständige Sichtkontrolle durch das Pflegepersonal und die Eltern.
- **Luftzirkulation:** Ein effizient ausgelegtes Belüftungssystem gewährleistet eine gleichmäßige Luftzirkulation und verhindert lokale Überhitzungen oder kühle Stellen.
- **Integrierte Überwachung:** Sensoren und Anzeigen für Temperatur, Feuchtigkeit und weitere relevante Parameter unterstützen die Pflegekräfte bei der kontinuierlichen Überwachung der Bedingungen in Echtzeit.
- **Leicht zu reinigen und zu desinfizieren:** Die Materialien sind speziell ausgewählt, um eine einfache und hygienische Reinigung zu ermöglichen, was das Infektionsrisiko minimiert.
- **Mobilität:** Der Inkubator ist mit robusten Rollen ausgestattet, die einen sicheren und flexiblen Transport



innerhalb der Klinik erlauben.

Der **Ardo Infant Incubator Amelie** und der **Amelie Star** bieten eine Kombination aus modernster Technologie und benutzerfreundlichem Design, die den hohen Anforderungen der Neonatologie gerecht wird. Sie unterstützen die bestmögliche Versorgung von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen, indem sie eine kontrollierte und behutsame Umgebung schaffen, die zur Förderung der Genesung und Entwicklung beiträgt.

Durch den Einsatz dieser Inkubatoren wird das Pflegepersonal in seiner Arbeit entlastet, während gleichzeitig die Sicherheit und das Wohlbefinden der kleinen Patienten maximiert werden.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

