



[ARDO SENATOR 30 ABSAUGER - ABSAUGUNG - ABSAUGPUMPE](#)

SKU: GG032025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Ardo Senator 30 Absauger ist eine zuverlässige und leistungsstarke Absaugpumpe, die eine effektive und schonende Absaugung in medizinischen Anwendungen gewährleistet. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Handhabung und flexible Einsatzmöglichkeiten bei der Entfernung von Flüssigkeiten und Sekreten.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Ardo Senator 30 Absauger** ist eine hochwertige, medizinische Absaugpumpe, die speziell für die Absaugung von Sekreten und Flüssigkeiten in klinischen und ambulanten Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine zuverlässige und effiziente Absaugung, die für verschiedene medizinische Anwendungen, wie z. B. die Atemwegspflege oder chirurgische Eingriffe, unerlässlich ist.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarke Absaugung:** Der Ardo Senator 30 sorgt für eine konstante und kontrollierte Vakuumerzeugung, die eine sichere und effektive Entfernung von Sekreten ermöglicht.
- **Variable Saugkraft:** Die Absaugpumpe verfügt über eine stufenlos regelbare Saugkraft, die individuell an die Bedürfnisse des Patienten und die jeweilige Anwendung angepasst werden kann.
- **Zuverlässiger Betrieb:** Das robuste Design und hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine stabile Funktion auch bei häufiger Nutzung.
- **Leise Arbeitsweise:** Der Absauger arbeitet besonders geräuscharm, was den Patientenkomfort erhöht und



eine angenehme Umgebung schafft.

- **Einfaches Handling:** Das übersichtliche Bedienfeld ermöglicht eine intuitive Steuerung, zudem ist das Gerät leicht zu reinigen und zu warten.
- **Sicherheit:** Integrierte Schutzmechanismen verhindern ein Überlaufen von Sekreten in die Pumpe und gewährleisten somit eine hygienische Anwendung.

Anwendungsbereiche:

- Absaugung von Atemwegssekreten bei Patienten mit eingeschränkter Hustenfunktion
- Postoperative Pflege zur Entfernung von Blut und Wundsekreten
- Unterstützung bei der Tracheostomapflege
- Mobile und stationäre medizinische Versorgung im Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen und im häuslichen Umfeld

Der **Ardo Senator 30 Absauger** erfüllt alle relevanten medizinischen Standards und Normen, was ihn zu einem vertrauenswürdigen und sicheren Hilfsmittel in der Patientenversorgung macht. Durch seine Kombination aus Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Hygiene ist er eine ideale Lösung für Fachpersonal und Pflegekräfte.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

