



## [ARGUS INFUSIONSPUMPE MCM 500 MC500 MIT TROPFSENSOR](#)

SKU: E0012026

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Patientenversorgung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Argus MCM 500** (auch bekannt als **MC500**) ist eine volumetrische Infusionspumpe für die kontrollierte Verabreichung von Medikamenten und Infusionslösungen. Sie wurde ursprünglich von der **ARGUS Medical AG** (heute **CODAN ARGUS AG**) entwickelt und oft unter dem Markennamen **Fresenius** vertrieben.

Technische Merkmale & Tropfensensor

Das Gerät basiert auf einer volumetrischen Pumpentechnologie und ist für den klinischen Einsatz konzipiert.

- **Tropfensensor:** Der Tropfensensor dient als zusätzliche Sicherheitseinrichtung, um die Flussrate an der Tropfkammer zu überwachen und Alarme bei Unregelmäßigkeiten oder einer leeren Infusionsflasche auszulösen.
- **Bauweise:** Die Pumpe hat Abmessungen von ca. **225 x 155 x 195 mm** und wiegt etwa **4,5 kg**.
- **Datierung:** Das Modell wurde etwa um das Jahr **1995** gefertigt.

Wichtige Sicherheitswarnung

Vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gibt es eine spezifische Warnung für dieses Modell:

- Die **B.Braun Original Infusomat-Leitung** (Artikel-Nummer 8700036) darf **nicht mehr** mit der MCM 500 betrieben werden, da die Gefahr eines unkontrollierten Durchflusses (**Free-Flow**) besteht.



### Ersatzteile & Marktverfügbarkeit

Da die Argus MCM 500 ein älteres Modell ist, wird sie heute primär als Gebrauchtgerät für Forschungs- oder Exportzwecke angeboten.

- **Akkus:** Ersatzakkus (typischerweise 12V NiCd oder Ni-MH) sind im Fachhandel, etwa bei Axcom-Shop oder Akkuplus, weiterhin erhältlich

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

