



ARJO ALPHA ACTIVCE 4 **MATRATZENPUMPE - PUMPE**

SKU: I092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Luftpumpe](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **ARJO ALPHA ACTIVCE 4 Matratzenpumpe** ist eine hochmoderne medizinische Pumpe, die speziell für den Einsatz mit antidekubitus Matratzen entwickelt wurde. Sie unterstützt die Dekubitusprophylaxe und -therapie durch eine zuverlässige und kontinuierliche Druckregulierung, um die Druckentlastung bei bettlägerigen Patienten zu optimieren.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Effektive Drucksteuerung:** Die Pumpe gewährleistet eine präzise und gleichmäßige Luftdruckregelung in der Matratze, was zur Vermeidung von Druckgeschwüren beiträgt.
- **Leiser Betrieb:** Dank moderner Technik arbeitet die Pumpe nahezu geräuschlos, was den Komfort für den Patienten erhöht und eine ruhige Umgebung fördert.
- **Robust und langlebig:** Die Pumpe ist für den Dauereinsatz in klinischen und häuslichen Umgebungen konzipiert und überzeugt durch eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
- **Einfache Handhabung:** Intuitive Bedienelemente ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Einstellung der Druckparameter sowie eine einfache Inbetriebnahme.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Alarmer und Kontrollmechanismen informieren frühzeitig über Störungen wie Druckabfall oder Stromausfall, um eine kontinuierliche Patientenversorgung zu gewährleisten.
- **Kompatibilität:** Die Pumpe ist kompatibel mit verschiedenen ARJO ALPHA ACTIVCE Matratzenmodellen und kann flexibel in unterschiedlichen Pflegeumgebungen eingesetzt werden.

Anwendungsgebiete:



Die ARJO ALPHA ACTIVCE 4 Matratzenpumpe eignet sich ideal für Patienten mit erhöhtem Risiko für Druckgeschwüre, beispielsweise bei langfristiger Immobilität, nach Operationen oder bei neurologischen Erkrankungen. Sie unterstützt Pflegekräfte dabei, eine optimale Druckentlastung zu gewährleisten und die Hautintegrität zu erhalten.

Technische Daten im Überblick:

- Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: ca. 10 W
- Druckeinstellung: stufenlos regulierbar, individuell anpassbar
- Alarmfunktionen: akustisch und optisch
- Abmessungen: kompakt und platzsparend
- Gewicht: leicht und gut transportabel

Die **ARJO ALPHA ACTIVCE 4 Matratzenpumpe** ist ein unverzichtbares Hilfsmittel in der modernen Wund- und Druckgeschwürprophylaxe. Durch ihre zuverlässige Funktion und benutzerfreundliche Bedienbarkeit unterstützt sie Pflegefachkräfte und Therapeuten wirkungsvoll bei der Versorgung von Risikopatienten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

