



## [ARTHREX AR-1927PB PUNCH FOR 5.5MM BIO-CORKSCREW](#)

SKU: CY012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Op Instrumente](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Arthrex AR-1927PB Punch** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, speziell entwickelt für den Einsatz mit dem **5,5 mm Bio-Corkscrew**. Dieses Präzisionswerkzeug ermöglicht eine effiziente und sichere Gewebeentnahme während arthroskopischer Eingriffe, insbesondere bei der Rekonstruktion von Sehnen und Bändern.

#### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Passgenauigkeit:** Der Punch ist exakt auf den 5,5 mm Bio-Corkscrew abgestimmt, was eine optimale Kompatibilität und sichere Handhabung gewährleistet.
- **Hohe Präzision:** Die scharfe und robuste Klinge erlaubt eine saubere und kontrollierte Entnahme von Gewebeproben, wodurch die Qualität der Fixierung verbessert wird.
- **Ergonomisches Design:** Das Instrument ist so gestaltet, dass es eine komfortable und präzise Bedienung durch den Chirurgen ermöglicht, auch in engen Operationsfeldern.
- **Materialqualität:** Gefertigt aus hochwertigen, biokompatiblen Materialien, die eine lange Lebensdauer und einfache Sterilisierbarkeit sicherstellen.
- **Vielseitigkeit:** Ideal geeignet für diverse arthroskopische Anwendungen, insbesondere bei der Verwendung des Bio-Corkscrew-Systems zur Sehnenverankerung.

#### Anwendungsbereiche:

- Orthopädische Chirurgie
- Arthroskopische Sehnen- und Bandrekonstruktionen
- Sportsmedizinische Eingriffe
- Minimalinvasive Verfahren zur Gewebeentnahme



Der Arthrex AR-1927PB Punch für den 5,5 mm Bio-Corkscrew stellt somit ein unverzichtbares Werkzeug für Chirurgen dar, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit bei der Gewebeentnahme und Fixierung erwarten. Durch seine exzellente Verarbeitung und optimale Funktionalität trägt er maßgeblich zum Erfolg anspruchsvoller orthopädischer Eingriffe bei.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

