



## [ARTHREX AR-3570 XENON LIGHT SOURCE / LICHTQUELLE 250 WATT](#)

SKU: G082022-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Arthrex AR-3570 Xenon Light Source** ist eine leistungsstarke Lichtquelle mit 250 Watt, die für eine brillante und gleichmäßige Ausleuchtung bei endoskopischen Eingriffen sorgt. Das Gerät bietet eine stabile Lichtintensität und gewährleistet eine optimale Sichtbarkeit im Operationsfeld.



---

Categories: [Lichtquellen & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Arthrex AR-3570 Xenon Light Source** ist eine hochmoderne Lichtquelle, die speziell für den Einsatz in der minimal-invasiven Chirurgie und Endoskopie entwickelt wurde. Mit einer Leistung von **250 Watt** bietet dieses Gerät eine außergewöhnlich helle und gleichmäßige Beleuchtung, die eine optimale Sichtbarkeit während chirurgischer Eingriffe gewährleistet.

### Technische Merkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarke Xenonlampe:** Die 250-Watt-Xenonlampe erzeugt ein helles, weißes Licht mit hoher Farbtreue, was eine präzise Unterscheidung von Gewebestrukturen ermöglicht.
- **Stabile Lichtintensität:** Die Lichtquelle gewährleistet eine konstante Helligkeit über die gesamte Nutzungsdauer, wodurch eine zuverlässige Beleuchtung ohne Flackern garantiert wird.
- **Effiziente Wärmeableitung:** Durch integrierte Kühlsysteme wird eine Überhitzung verhindert, was die Lebensdauer der Lampe verlängert und den sicheren Betrieb unterstützt.
- **Kompatibilität:** Die Lichtquelle ist kompatibel mit einer Vielzahl von Endoskopen und chirurgischen Instrumenten, was vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen medizinischen Fachbereichen



ermöglicht.

- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente erlauben eine schnelle Anpassung der Lichtintensität und sorgen für einen benutzerfreundlichen Betrieb im OP.

Die **Arthrex AR-3570 Xenon Light Source** zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und ihre hohe Zuverlässigkeit aus, wodurch sie den hohen Anforderungen moderner Operationssäle gerecht wird. Sie unterstützt Chirurgen dabei, präzise und sichere Eingriffe durchzuführen, indem sie optimale Lichtverhältnisse schafft.

Zusammenfassend bietet dieses Gerät:

- Hochwertige und helle Xenon-Beleuchtung mit 250 Watt Leistung
- Konstante und flackerfreie Lichtintensität
- Effiziente Kühlung für lange Einsatzzeiten
- Breite Kompatibilität mit medizinischem Endoskopie-Equipment
- Benutzerfreundliche Bedienung und langlebige Konstruktion

Die Arthrex AR-3570 Xenon Light Source ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Kliniken und Praxen, die Wert auf erstklassige Lichttechnik und optimale operative Bedingungen legen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

