



[ARTHREX AR-6475 CONTINUOUS WAVE III ARTHROSCOPY PUMP](#)

SKU: G022025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Arthrex AR-6475 Continuous Wave III Arthroscopy Pump ist eine hochpräzise Arthroscopiepumpe, die kontinuierlichen Flüssigkeitsfluss für optimale Sichtverhältnisse während minimalinvasiver Eingriffe gewährleistet. Das Gerät überzeugt durch zuverlässige Druckkontrolle und einfache Handhabung, um die Sicherheit und Effizienz im OP zu maximieren.



Categories: [Arthroskopie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Arthrex AR-6475 Continuous Wave III Arthroscopy Pump** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, speziell entwickelt für den Einsatz in der arthroskopischen Chirurgie. Diese Pumpe bietet eine präzise und kontinuierliche Irrigation, die für optimale Sichtverhältnisse und Sicherheit während minimal-invasiver Eingriffe sorgt.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Kontinuierliche Flussrate:** Die Continuous Wave III ermöglicht eine gleichmäßige und konstante Spülung des Operationsfeldes, wodurch die Sicht klar bleibt und Blut sowie Gewebetrümmer effektiv entfernt werden.
- **Präzise Druckkontrolle:** Die Pumpe ist mit einem integrierten Druckregelsystem ausgestattet, das den intraartikulären Druck stabil hält und somit das Risiko von Komplikationen wie Gewebenekrose oder Flüssigkeitseintritt in benachbarte Strukturen minimiert.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Das intuitive Bedienfeld erlaubt eine einfache Einstellung der Flussrate und des Drucks, unterstützt durch digitale Anzeigen und visuelle Warnhinweise zur Überwachung



des Spülvorgangs.

- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für verschiedene arthroskopische Verfahren, einschließlich Schulter-, Knie- und Hüftarthroskopen, sowie weitere minimal-invasive Operationen.
- **Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit:** Die robuste Bauweise und hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und erfüllen höchste medizinische Sicherheitsstandards.

Technische Spezifikationen:

- Flussrate: Einstellbar von niedrig bis hoch, präzise regulierbar
- Druckbereich: Feine Drucksteuerung für optimale intraartikuläre Bedingungen
- Kompatibilität: Anschlussmöglichkeiten für diverse arthroskopische Instrumente und Spülsysteme
- Display: Klar ablesbare digitale Anzeigen für Druck und Flussrate
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit integriertem Sicherheitsmechanismus

Die **Arthrex AR-6475 Continuous Wave III Arthroscopy Pump** stellt somit eine unverzichtbare Komponente für moderne arthroskopische Eingriffe dar, die Chirurgen eine exakte Kontrolle und Patienten höchste Sicherheit bietet. Durch ihre präzise Steuerung und benutzerfreundliche Handhabung unterstützt sie die erfolgreiche Durchführung minimal-invasiver Operationen und trägt wesentlich zur Optimierung der Behandlungsergebnisse bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

