



[ARTHREX AR-6475 CONTINUOUS WAVE III ARTHROSCOPY PUMP](#)

SKU: FN102025

zzgl. [Versandkosten](#)

Arthrex AR-6475 Continuous Wave III Arthroscopy Pump bietet eine präzise und kontinuierliche Druckkontrolle für arthroskopische Eingriffe, gewährleistet eine stabile Spülflüssigkeitszufuhr und optimiert somit die Sichtverhältnisse während der Operation. Das kompakte Design und die benutzerfreundliche Bedienung unterstützen Chirurgen effektiv bei minimalinvasiven Verfahren.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Arthrex AR-6475 Continuous Wave III Arthroscopy Pump** ist eine hochmoderne Lösung für die arthroskopische Flüssigkeitszufuhr während minimal-invasiver Gelenkchirurgie. Entwickelt, um Chirurgen eine präzise und zuverlässige Kontrolle der intraartikulären Druckverhältnisse zu ermöglichen, unterstützt diese Pumpe eine verbesserte Sichtbarkeit und Sicherheit im Operationsfeld.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Kontinuierlicher Fluss:** Die Continuous Wave III Technologie gewährleistet einen konstanten und gleichmäßigen Flüssigkeitsfluss, der für eine optimale Distension des Gelenkraums sorgt.
- **Präzise Druckkontrolle:** Die Pumpe ermöglicht eine exakte Einstellung und Überwachung des intraartikulären Drucks, wodurch das Risiko von Komplikationen durch Überdruck minimiert wird.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Ein intuitives Bedienfeld mit klarer Anzeige erleichtert die Handhabung und Anpassung der Pumpeneinstellungen während des Eingriffs.



- **Kompatibilität:** Die Arthrex AR-6475 ist mit verschiedenen Arthroskopie-Systemen kompatibel und unterstützt eine breite Palette von chirurgischen Anwendungen.
- **Hygienisches Design:** Leicht zu reinigende Oberflächen und sterilisierbare Komponenten gewährleisten hohe Standards der Infektionskontrolle.
- **Zuverlässigkeit:** Robuste Bauweise und hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und sichere Funktion auch bei intensivem Gebrauch.

Anwendungsbereiche:

Die Continuous Wave III Arthroscopy Pump ist ideal geeignet für:

- Gelenkarthroskopie bei Knie, Schulter, Hüfte und anderen Gelenken
- Orthopädische und sportmedizinische Eingriffe
- Chirurgische Verfahren, die eine kontrollierte Gelenkdistension erfordern

Durch ihre präzise Steuerung trägt die Arthrex AR-6475 wesentlich dazu bei, die operative Effizienz zu steigern und postoperative Komplikationen zu reduzieren. Sie unterstützt Chirurgen dabei, die bestmöglichen Behandlungsergebnisse für ihre Patienten zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

