



[ARTHREX AR-8300 APS II ARTHROSCOPY CONTROL MIT FUSSSCHALTER](#)

SKU: NP012025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Arthrex AR-8300 APS II Arthroscopy Control System** mit Fußschalter ist eine hochmoderne Steuerungseinheit, die speziell für arthroskopische Eingriffe entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht Chirurgen eine präzise und sichere Kontrolle während minimal-invasiver Gelenkoperationen und trägt somit maßgeblich zur Optimierung des OP-Ablaufs bei.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomische Steuerung:** Die Bedienung erfolgt wahlweise über ein intuitives Bedienfeld oder den mitgelieferten Fußschalter, was eine freihändige Steuerung ermöglicht und die Arbeitshygiene verbessert.
- **Präzise Steuerung:** Das System bietet eine feinfühligere Regelung von Arthroscopieinstrumenten, einschließlich Absaugung und Spülung, um optimale Sichtverhältnisse während des Eingriffs sicherzustellen.
- **Vielfältige Kompatibilität:** Kompatibel mit einer breiten Palette von Arthroscopiegeräten und Zubehör, was eine flexible Integration in bestehende OP-Setups erlaubt.
- **Robuste Bauweise:** Das Gerät ist für den anspruchsvollen OP-Alltag konzipiert und gewährleistet eine hohe Langlebigkeit sowie Zuverlässigkeit.
- **Benutzerfreundliche Schnittstelle:** Ein übersichtliches Display und leicht verständliche Menüs erleichtern die Einstellung und Überwachung der Parameter.

Anwendungsgebiete:

Das Arthrex AR-8300 APS II wird vornehmlich in der orthopädischen Chirurgie eingesetzt, insbesondere bei Gelenkspiegelungen von Knie, Schulter, Hüfte und anderen Gelenken. Es unterstützt Chirurgen dabei, die Sicht im Operationsfeld zu verbessern und die Instrumentensteuerung zu optimieren.



Technische Daten (Auszug):

- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50/60 Hz
- Bedienung: Bedienfeld und Fußschalter
- Steuerungsmöglichkeiten: Absaugung, Spülung, Instrumentenansteuerung
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend
- Sicherheitsfunktionen: Überlastschutz, Notabschaltung

Mit dem **Arthrex AR-8300 APS II Arthroscopy Control System** mit Fußschalter erhalten Sie eine leistungsfähige und zuverlässige Lösung, die den Anforderungen moderner arthroskopischer Verfahren gerecht wird und die Effizienz sowie Sicherheit im OP deutlich erhöht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

