



## **ARTROMOT HUG BEWEGUNGSSCHIENE FÜR REHABILITATION DES KNIEGELENKS**

**SKU:** CS012019-A

**750,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Extension und Flexion regulierbar dankend der Drehpotentiometer

Die Schiene mit einem Patientenschalter Start/ Stop ausgestattet

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Orthopädie](#), [Physikalische Therapie](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Extension und Flexion regulierbar dankend der Drehpotentiometer

Die Schiene mit einem Patientenschalter Start/ Stop ausgestattet

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile

0049 176 205 800 86



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Tel / Homezone | 0049 40 18 20 79 03   |
| Tel / Büro     | 0049 40 3 61 61 - 256 |
| Fax.           | 0049 40 3 61 61 - 257 |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Weight</b> | 31 kg |
|---------------|-------|



## GALLERIE

