



[ASMUTH AS0500901 03 2478 LICHTLEITER - LICHTLEITERKABEL](#)

SKU: AM052025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Asmuth AS0500901 03 2478 Lichtleiterkabel ist ein hochwertiges, flexibles Lichtleiterkabel, das eine präzise und zuverlässige Lichtübertragung in medizinischen Anwendungen gewährleistet. Es überzeugt durch optimale Lichtleitfähigkeit und hohe Beständigkeit gegenüber mechanischen Belastungen.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

