



ASMUTH AS495NE FIBERGLAS LICHTLEITKABEL KALTLICHTKABEL

SKU: AN052025-nNV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Asmuth AS495NE Fiberglas Lichtleitkabel ist ein hochwertiges Kaltlichtkabel, das eine effiziente und gleichmäßige Lichtübertragung für medizinische Endoskope gewährleistet. Es überzeugt durch seine flexible Bauweise und hohe Langlebigkeit, wodurch es optimal für den Einsatz in diagnostischen und chirurgischen Verfahren geeignet ist.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Asmuth AS495NE Fiberglas Lichtleitkabel** ist ein hochwertiges Kaltlichtkabel, das speziell für den Einsatz in der medizinischen Endoskopie und anderen präzisen Beleuchtungsanwendungen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine hervorragende Lichtdurchlässigkeit und Flexibilität aus, wodurch eine optimale Ausleuchtung auch in engen oder schwer zugänglichen Bereichen gewährleistet wird.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Hochwertiges Fiberglasmaterial:** Sorgt für maximale Lichttransmission mit minimalen Verlusten und garantiert eine brillante und gleichmäßige Ausleuchtung.
- **Kaltlichttechnologie:** Minimiert die Wärmeentwicklung am Austrittspunkt des Lichtkabels, wodurch thermische Schäden an Gewebe oder Instrumenten effektiv vermieden werden.
- **Robuste und flexible Bauweise:** Ermöglicht eine einfache Handhabung und Anpassung an verschiedene anatomische Gegebenheiten ohne Beeinträchtigung der Lichtqualität.



- **Kompatibilität:** Das AS495NE ist mit einer Vielzahl von Kaltlichtquellen und Endoskopen kompatibel und unterstützt somit flexible Einsatzmöglichkeiten in der Diagnostik und Chirurgie.
- **Sterilisationsfähigkeit:** Das Kabel ist beständig gegenüber gängigen Sterilisationsverfahren, was eine sichere Wiederverwendbarkeit im klinischen Alltag gewährleistet.

Anwendungsgebiete:

- Endoskopische Untersuchungen in der Gastroenterologie, Urologie und Gynäkologie
- Chirurgische Eingriffe, die eine präzise und kühle Beleuchtung erfordern
- Labor- und Diagnostikbereiche, in denen eine zuverlässige Lichtquelle essentiell ist

Mit dem **Asmuth AS495NE Fiberglas Lichtleitkabel** erhalten medizinische Fachkräfte ein erstklassiges Instrument, das durch seine hohe Lichtqualität, Langlebigkeit und Anwenderfreundlichkeit überzeugt. Es unterstützt eine präzise Diagnostik und Behandlung durch optimale Sichtverhältnisse und trägt somit entscheidend zur Patientensicherheit bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

