



**ATL L7-4 TRANSDUCER, VASCULAR LINEAR  
ARRAY TRANSDUCER / PROBE**

**SKU:** 08-032013-OQ-01 // EY042019

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderem für .HDI 3000; HDI 3500; HDI 4000; HDI 5000;

Frequenz . 4 - 7.5 Mhz

Anwendung. Vaskular

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)



0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

