



## [ATMOS E2 3 CHAIR 503.0336.5](#) [PATIENTENSTUHL](#)

SKU: GU032026

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Behandlungsstuhl](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **ATMOS Chair E 2** (Referenznummer **503.0336.5**) ist ein spezialisierter Patientenstuhl für den HNO-Bereich (Hals-Nasen-Ohren), der für eine präzise Patientenpositionierung bei Untersuchungen und Therapien entwickelt wurde.

Wichtigste Merkmale und Funktionen

- **Elektrische Höhenverstellung:** Die Sitzhöhe wird bequem über Fußschalter gesteuert. Eine integrierte „Auto-Down“-Funktion (Homing) fährt den Stuhl bei kurzem Antippen automatisch in die niedrigste Position.
- **Verstellbare Rückenlehne:** Die Lehne ist stufenlos von ca. 7° Vorneigung bis in die **waagerechte Liegeposition** verstellbar. Bei der Variante mit elektrischer Lehneneinstellung erfolgt dies elektromotorisch.
- **360°-Drehbarkeit:** Das Oberteil des Stuhls ist komplett drehbar und kann über beidseitig angebrachte Arretierungshebel in jeder Position fixiert werden. Bei elektrischer Lehneneinstellung ist die Drehbarkeit konstruktionsbedingt auf ca. 300° bis 330° beschränkt.
- **Synchronisierte Arm- und Fußstützen:** Die Armlehnen bewegen sich synchron mit der Rückenlehne und sind einzeln abklappbar. Auch die Fußauflage ist mit der Lehneneinstellung gekoppelt.
- **Komfort & Hygiene:** Der Stuhl verfügt über eine strapazierfähige Oberfläche aus Kunstleder, die beständig gegen gängige Desinfektionsmittel ist.



## Technische Details

- **Belastbarkeit:** Maximales Patientengewicht bis zu **150 kg**.
- **Kopfstütze:** Die Nackenstütze ist höhenverstellbar und bei Bedarf komplett abnehmbar.
- **Mobilität:** Optional kann der Stuhl mit einem Fahrgestell ausgestattet werden, um ihn innerhalb der Praxis zu bewegen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

