




[BOSCH MAICO ST 20 ST20 AUDIOMETER](#)

SKU: DW012025-k

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Bosch Maico ST 20 ST20 Audiometer** ist ein präzises Diagnostikgerät zur objektiven und zuverlässigen Prüfung des Hörvermögens. Es bietet eine einfache Bedienung und exakte Messwerte, ideal für den Einsatz in klinischen und audiologischen Praxen.



Categories: [Audiometer](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Bosch Maico ST 20 Audiometer** ist ein hochmodernes, zuverlässiges Diagnostikgerät, das speziell für die präzise Erfassung und Analyse des Hörvermögens entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für den Einsatz in HNO-Praxen, Hörzentren sowie in der audiologischen Forschung und Rehabilitation.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Präzise Ton- und Sprachprüfung:** Das ST 20 ermöglicht sowohl Ton- als auch Sprach-Audiometrie, einschließlich Luft- und Knochenleitung, mit hoher Genauigkeit.
- **Breiter Frequenzbereich:** Frequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz können getestet werden, um ein umfassendes Hörprofil zu erstellen.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Das übersichtliche Bedienfeld und die klare Menüführung erleichtern die Durchführung von Tests und minimieren Fehlerquellen.
- **Flexible Testmodi:** Unterstützt klassische Ton-Audiometrie, Sprach-Audiometrie sowie spezielle Testverfahren wie Bekesy- und Stenger-Tests.
- **Automatische und manuelle Steuerung:** Der Anwender kann zwischen automatischen Abläufen und manueller Anpassung der Testparameter wählen, um individuelle Anforderungen zu erfüllen.



- **Störgeräuschunterdrückung:** Für eine optimale Testumgebung sorgt eine effektive Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen.
- **Robustes und ergonomisches Design:** Das Gerät ist kompakt, leicht transportierbar und für den Dauereinsatz in klinischen Umgebungen ausgelegt.

Software und Dokumentation:

- Integrierte Speicherfunktion für Testergebnisse
- Exportmöglichkeiten der Daten zur weiteren Auswertung und Dokumentation
- Kompatibilität mit gängiger audiologischer Software

Anwendungsbereiche:

Das Bosch Maico ST 20 Audiometer wird eingesetzt für die **Hördiagnostik bei Erwachsenen und Kindern**, die Überwachung des Hörstatus bei Risikogruppen sowie die Beurteilung von Hörschäden durch Lärm oder Erkrankungen. Es unterstützt Fachpersonal dabei, individuelle Therapie- und Rehabilitationsmaßnahmen zielgerichtet zu planen.

Dank seiner präzisen Messtechnologie und der benutzerfreundlichen Bedienung stellt das Bosch Maico ST 20 Audiometer eine exzellente Lösung für die professionelle audiologische Diagnostik dar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

