



## [AUTOKLAV EURONDA E5 / 18 LITER KAMMERVOLUMEN](#)

**SKU:** F112012

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Dental und Zahnheilkunde](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Kammervolumen 18 L / Bj 2004 / 1500 Watt / Max 2.5 Bar ( 250 KPa ) / 230 V / 50-60 Hz

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

