



B.BRAUN DIAPACT® CRRT DIALYSEGERÄT **7106505**

SKU: AN012026-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Zubehör: Für den Betrieb werden spezifische Einmalartikel wie das vorkonnectierte CRRT-Set benötigt, das Blutschläuche und Flüssigkeitsleitungen umfasst.



Categories: [Dialyse](#), [Dialyse Maschine](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **B. Braun Diapact® CRRT** (Artikelnummer **7106505**) ist ein hochflexibles Dialysesystem, das für eine breite Palette von extrakorporalen Blutbehandlungen in der Akut- und Intensivmedizin konzipiert wurde. Die Artikelnummer 7106505 bezieht sich auf die spezifische Hardware-Konfiguration, die mit der **Software-Version 2.1x** betrieben wird.

Unterstützte Therapieverfahren

Das System ermöglicht sowohl kontinuierliche als auch intermittierende Behandlungen sowie spezialisierte Plasmabehandlungen:

- **CRRT (Kontinuierliche Verfahren):** CVVH, CVVHD und CVVHDF für Patienten mit akutem Nierenversagen.
- **Intermittierende Dialyse:** High-Flux-Hämodialyse und SCUF (Slow Continuous Ultrafiltration).
- **Plasmatherapie:** PEX (Plasmaaustausch) und Kaskadenfiltration.

Sicherheit und Patientenzielgruppe

- **Körpergewicht:** Laut Gebrauchsanweisung von B. Braun erfordern Behandlungen bei Patienten mit einem Körpergewicht von **weniger als 30 kg** ein erweitertes Sicherheitskonzept.
- **Gewichtsverteilung:** Das System verfügt über integrierte Waagen (Lastzellen). Zur Vermeidung von Instabilität muss das Gewicht der Beutel gleichmäßig auf die Halterungen verteilt werden.



- **Präzision:** Eine integrierte "Software Intelligence" unterstützt die Genauigkeit der Flüssigkeitsbilanzierung und überwacht potenzielle Blutlecks.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

