



## **BANDELIN SONOREX SUPER RK 1028 ULTRASCHALL - REINIGUNGSGERÄT**

**SKU:** DM042017

**400,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Ultraschallreinigungsgerät

Bandelin Sonorex Super

Type RK 1028

Technische Daten:

230V 50/60 Hz

2,1 Ampere

35 KHz

500/1000 Watt

Höhe 41 cm Tiefe 36 cm Breite 60 cm

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Dental und Zahnheilkunde](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Ultraschallreinigungsgerät

Bandelin Sonorex Super



Type RK 1028

Technische Daten:

230V 50/60 Hz

2,1 Ampere

35 KHz

500/1000 Watt

Höhe 41 cm Tiefe 36 cm Breite 60 cm

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

25 kg



## GALLERIE

