



## **BAXTER PRISMAX 955725 + BAXTER THERMAX BLUTWÄRMER**

**SKU:** A122025 - E122025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Baxter Prismax 955725** ist ein hochentwickeltes Intensivpflegesystem zur präzisen Überwachung und Behandlung kritisch kranker Patienten, das durch modulare Komponenten flexibel an individuelle Anforderungen anpassbar ist. In Kombination mit dem *Baxter TherMax Blutwärmer* gewährleistet es eine sichere und kontrollierte Erwärmung von Infusions- und Transfusionsflüssigkeiten, um hypothermische Komplikationen während der Therapie zu vermeiden.



---

**Categories:** [Dialyse](#), [Dialyse Maschine](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Baxter Prismax 955725** ist ein hochmodernes, modulares Infusions- und Transfusionsmanagementsystem, das speziell für den Einsatz in der Intensivmedizin und perioperativen Versorgung entwickelt wurde. Dieses System unterstützt die präzise und sichere Verabreichung von Blutprodukten, Flüssigkeiten und Medikamenten, wodurch eine optimale Patientenversorgung gewährleistet wird.

### **Hauptmerkmale des Baxter Prismax 955725:**

- **Modulares Design:** Ermöglicht die individuelle Anpassung an klinische Bedürfnisse durch den flexiblen Einsatz verschiedener Module für Infusion, Transfusion und Überwachung.
- **Erweiterte Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Alarmerkennung und Fehlererkennung sorgen für eine zuverlässige

Überwachung und minimieren das Risiko von Fehldosierungen.

- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitives Touchscreen-Display mit klarer Menüführung erleichtert die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal.
- **Präzise Dosierung:** Hohe Genauigkeit bei der Verabreichung von Flüssigkeiten und Medikamenten, auch bei niedrigen Flussraten.
- **Datenmanagement:** Ermöglicht die Dokumentation und Übertragung von Therapiedaten zur Optimierung der Patientenversorgung und Qualitätssicherung.

Zur Ergänzung des Prismax-Systems bietet der **Baxter TherMax Blutwärmer** eine innovative Lösung zur sicheren und effektiven Erwärmung von Blutprodukten und intravenösen Flüssigkeiten vor der Transfusion. Die Erwärmung auf physiologische Temperaturen reduziert das Risiko von Hypothermie und verbessert die Verträglichkeit bei Patienten.

#### **Wesentliche Merkmale des Baxter TherMax Blutwärmers:**

- **Schnelle und gleichmäßige Erwärmung:** Gewährleistet eine konstante Temperaturkontrolle während der Transfusion.
- **Kompatibilität:** Entwickelt für die nahtlose Integration mit dem Baxter Prismax System sowie anderen Infusionsgeräten.
- **Benutzerfreundliches Design:** Einfach zu installieren und zu bedienen, mit klaren Anzeigen zur Temperaturüberwachung.
- **Sicherheitsmechanismen:** Integrierte Temperaturüberwachung und automatische Abschaltung bei Überhitzung zum Schutz des Patienten.
- **Mobilität:** Kompaktes und leichtes Gerät, das flexibel im klinischen Umfeld eingesetzt werden kann.

Die Kombination aus **Baxter Prismax 955725** und **Baxter TherMax Blutwärmer** bietet eine umfassende Lösung für die sichere, effiziente und patientenorientierte Infusions- und Transfusionsbehandlung. Dieses System unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, höchste Standards in der Patientenversorgung zu erfüllen und klinische Ergebnisse zu optimieren.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

