



## **BELIMED VAPOFIX 603** **GROSSRAUMSTERILISATOR**

**SKU:** C032014

zzgl. [Versandkosten](#)

Großraum Dampfsterilisator VAPOFIX 603 3/3/6, Großraum Autoklav

entspricht den Anforderungen der EN 285

Geräte Abmessung: H 1480 mm x B 590 mm x T 780 mm

Kammer Abmessung: H 340 mm x B 340 mm x T 620 mm

Volumen: Nominal: 71 L, Nutzbar: 54 L

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Großraum Dampfsterilisator VAPOFIX 603 3/3/6, Großraum Autoklav

entspricht den Anforderungen der EN 285

Geräte Abmessung: H 1480 mm x B 590 mm x T 780 mm

Kammer Abmessung: H 340 mm x B 340 mm x T 620 mm

Volumen: Nominal: 71 L, Nutzbar: 54 L

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)



Mobile. 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

