



[BERCHTOLD CHROMOPHARE C 200 - C200 C-200 OP-LEUCHTE - BEHANDLUNGSLAMPE](#)

SKU: DI112025

zzgl. [Versandkosten](#)

Berchtold Chromophare C 200 ist eine hochwertige OP-Leuchte, die durch gleichmäßige, schattenfreie Ausleuchtung optimale Sichtverhältnisse im Operations- und Behandlungsbereich gewährleistet. Ihr ergonomisches Design und die präzise Lichtsteuerung unterstützen medizinisches Personal bei präzisen Eingriffen und fördern eine sichere Patientenversorgung.



Categories: [Op Beleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Berchtold Chromophare C 200** ist eine hochmoderne **OP-Leuchte**, die speziell für den Einsatz in Operationssälen und Behandlungsräumen entwickelt wurde. Sie gewährleistet eine optimale Ausleuchtung des Operationsfeldes und unterstützt so eine präzise und sichere Durchführung von medizinischen Eingriffen.

Die Behandlungslampe zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Leuchtdichte:** Die Chromophare C 200 bietet eine gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung mit einer Leuchtdichte von bis zu 160.000 Lux, was eine exzellente Sicht auf das Operationsfeld ermöglicht.
- **Farbwiedergabe:** Dank der speziellen Lichttechnik verfügt die Lampe über eine hervorragende Farbwiedergabe ($R_a > 95$), wodurch Gewebe- und Farbdetails naturgetreu erkennbar sind.
- **Flexibilität:** Die Leuchte ist mehrfach schwenkbar und lässt sich präzise positionieren, sodass das Licht genau dort fokussiert werden kann, wo es benötigt wird.



- **Kühlung:** Die integrierte Wärmeableitung sorgt dafür, dass das Licht angenehm kühl bleibt und eine Überhitzung des Operationsfeldes vermieden wird.
- **Hygiene:** Die glatte, leicht zu reinigende Oberfläche und das durchdachte Design entsprechen den hohen hygienischen Anforderungen in medizinischen Einrichtungen.
- **Energieeffizienz:** Die Chromophare C 200 arbeitet mit energiesparender Technologie, die eine langlebige und kosteneffiziente Nutzung ermöglicht.

Zusätzlich bietet die Berchtold Chromophare C 200 folgende Vorteile:

- Einfaches Handling durch ergonomischen Griff und intuitive Bedienung
- Modulares Design, das eine schnelle Wartung und den Austausch von Komponenten erleichtert
- Kompatibilität mit verschiedenen OP-Tischsystemen und flexible Montageoptionen

Die **Berchtold Chromophare C 200** ist somit eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für die professionelle Beleuchtung bei chirurgischen und diagnostischen Anwendungen. Sie unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, präzise und sicher zu arbeiten, und trägt maßgeblich zur Qualität der Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

