



[BERCHTOLD CHROMOPHARE D300](#) [UNTERSUCHUNGSLAMPE -](#) [BEHANDLUNGSLAMPE](#)

SKU: DN102022

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **BERCHTOLD Chromophare D300** ist eine hochwertige Untersuchungslampe, die durch ihre kraftvolle und gleichmäßige Beleuchtung eine präzise Diagnostik und Behandlung ermöglicht. Mit ihrem flexiblen Arm und der langlebigen Lichtquelle unterstützt sie medizinisches Personal optimal bei chirurgischen und diagnostischen Eingriffen.



Categories: [Deckenlampen und Lampen](#),
[Deckenlampen und Lampen](#), [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **BERCHTOLD Chromophare D300 Untersuchungslampe** ist ein hochmodernes Beleuchtungsgerät, das speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Sie bietet eine optimale Lichtqualität, die eine präzise Diagnostik und Behandlung unterstützt.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Intensive und homogene Ausleuchtung:** Die Chromophare D300 liefert ein kraftvolles, gleichmäßiges Licht, das den Untersuchungsbereich optimal ausleuchtet, ohne störende Schatten zu erzeugen.
- **Farbwiedergabe:** Mit einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI) ermöglicht die Lampe eine naturgetreue Darstellung der Gewebefarben, was die Beurteilung von Haut, Schleimhäuten oder Wunden erleichtert.
- **Flexible Positionierung:** Der schwenkbare Arm und der leicht verstellbare Lampenkopf erlauben eine präzise Ausrichtung des Lichtkegels auf den gewünschten Bereich.



- **Ergonomisches Design:** Die Bedienung ist intuitiv gestaltet, sodass medizinisches Personal die Lampe schnell und unkompliziert an unterschiedliche Anforderungen anpassen kann.
- **Langlebigkeit und Zuverlässigkeit:** Hochwertige Materialien und eine robuste Konstruktion gewährleisten eine lange Lebensdauer und einen stabilen Betrieb auch unter intensivem Gebrauch.

Anwendungsbereiche:

- Allgemeinmedizinische Untersuchungen
- Chirurgische Eingriffe
- Gynäkologische und dermatologische Behandlungen
- Zahnmedizinische Untersuchungen
- Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen

Die BERCHTOLD Chromophare D300 ist somit eine zuverlässige Lösung für Mediziner, die Wert auf präzise Beleuchtung und komfortable Handhabung legen. Durch die Kombination aus innovativer Technik und durchdachtem Design unterstützt sie eine effiziente und sichere Patientenversorgung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

