



## BERCHTOLD ELEKTROTOM 640 HF-GERÄT // HF-CHIRURGIEGERÄT

**SKU:** CP112019

**999,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Schneiden monopolar max. 350 Watt  
Koagulieren monopolar max. 120Watt  
Bipolare Koagulation max. 100Watt

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Schneiden monopolar max. 350 Watt  
Koagulieren monopolar max. 120Watt  
Bipolare Koagulation max. 100Watt

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

