



[BERCHTOLD ELEKTROTOM 70 D 70D](#) [ELEKTROCHIRURGIE CHIRURGIE GERÄT INKL](#) [ZUBEHÖR](#)

SKU: K052013-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Berchtold Elektrotom 70 D ist ein hochwertiges Elektrochirurgie-Gerät, das präzise und sichere Schnitte sowie Koagulationen in der Chirurgie ermöglicht. Das Gerät überzeugt durch seine Zuverlässigkeit und wird inklusive praktischem Zubehör geliefert, um optimale Behandlungsergebnisse zu gewährleisten.



Categories: [Dental und Zahnheilkunde](#), [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Berchtold Elektrotom 70 D (70D)** ist ein hochmodernes Elektrochirurgiegerät, das speziell für den Einsatz in der Chirurgie entwickelt wurde. Es überzeugt durch seine präzise Steuerung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, die eine sichere und effektive Gewebepräparation ermöglichen.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Leistungsstarke Elektrochirurgie:** Das Gerät bietet verschiedene Modi wie Schneiden, Koagulation und Blendformen (Blendkoagulation), die individuell einstellbar sind, um optimal auf das Gewebeerhalten einzugehen.
- **Präzise Steuerung:** Dank fein abgestufter Leistungsregelung lässt sich die Energiezufuhr exakt an die chirurgischen Anforderungen anpassen, was die Gewebeschonung und Wundheilung fördert.
- **Vielseitiges Zubehör:** Das SET umfasst diverse Elektroden und Anschlusskabel, die eine flexible Anwendung



in unterschiedlichen chirurgischen Disziplinen ermöglichen.

- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und benutzerfreundliche Design erleichtert die Handhabung im OP und sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf.
- **Sicherheit:** Integrierte Schutzmechanismen gewährleisten einen sicheren Betrieb und minimieren das Risiko von unerwünschten Stromschlägen oder Gewebeschäden.

Anwendungsgebiete:

Das Berchtold Elektrotom 70 D ist ideal geeignet für verschiedene chirurgische Fachbereiche, darunter Allgemeinchirurgie, HNO, Gynäkologie, Dermatologie und plastische Chirurgie. Es unterstützt die Durchführung von Schnitt- und Koagulationsverfahren mit hoher Präzision und minimaler Gewebelastung.

Technische Spezifikationen:

- Spannungsversorgung: Standard Netzanschluss
- Leistungsbereiche: Variabel einstellbar für Schneiden und Koagulation
- Bedienung: Intuitive Benutzeroberfläche mit klaren Anzeigen
- Zubehör: Inklusive diverser Elektroden, Anschlusskabel und Fußschalter

Das Berchtold Elektrotom 70 D bietet Chirurgen eine zuverlässige und effiziente Lösung für elektrochirurgische Eingriffe. Durch die Kombination aus modernster Technik, umfangreichem Zubehör und einfacher Bedienbarkeit unterstützt es optimale Behandlungsergebnisse und sorgt für höchste Patientensicherheit.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

