



BHT INNOVA E3 ENDOSKOPIE STERILISATIONSAUSRÜSTUNG FÜR ENDOSKOPE

SKU: GW092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **BHT Innova E3 Endoskopie Sterilisationsausrüstung** ist eine hochmoderne Lösung zur sicheren und effizienten Sterilisation von Endoskopen in medizinischen Einrichtungen. Entwickelt, um den höchsten Hygienestandards gerecht zu werden, gewährleistet dieses System eine zuverlässige Entfernung von Mikroorganismen, einschließlich Bakterien, Viren und Pilzen, die bei endoskopischen Untersuchungen eine Infektionsquelle darstellen können.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Innovative Sterilisationstechnologie:** Die Innova E3 nutzt modernste Verfahren zur Aufbereitung, die eine gründliche und schonende Reinigung sowie Desinfektion der Endoskope sicherstellen.
- **Kompatibilität:** Geeignet für verschiedenste Endoskoptypen, inklusive flexibler und starrer Modelle, wodurch eine flexible Anwendung in unterschiedlichen Fachbereichen möglich ist.
- **Automatisierte Prozesse:** Vollautomatische Steuerung der Sterilisationszyklen minimiert Bedienungsfehler und erhöht die Sicherheit für das medizinische Personal.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Intuitive Bedienoberfläche mit klaren Anzeigen und Menüführung erleichtert die Handhabung und reduziert Schulungsaufwand.
- **Hohe Durchsatzleistung:** Ermöglicht die zeitnahe Aufbereitung mehrerer Endoskope, was die Effizienz im klinischen Alltag deutlich steigert.
- **Dokumentation und Rückverfolgbarkeit:** Integrierte Protokollierung sämtlicher Sterilisationszyklen unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Qualitätsmanagementsysteme.
- **Robustheit und Langlebigkeit:** Hochwertige Materialien und Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Gebrauch.



Anwendungsbereiche:

Die BHT Innova E3 ist ideal geeignet für den Einsatz in:

- Endoskopie-Abteilungen von Krankenhäusern
- Ambulanten Operationszentren
- Gastroenterologischen Praxen
- Urologischen und gynäkologischen Fachkliniken

Mit der BHT Innova E3 Endoskopie Sterilisationsausrüstung investieren Sie in ein sicheres, effizientes und benutzerfreundliches System, das die Hygiene und Patientensicherheit auf höchstem Niveau gewährleistet. Die Einhaltung aller relevanten Normen und Richtlinien, wie beispielsweise der *DGSV* (Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung) und der *RKI-Empfehlungen*, ist selbstverständlich gegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

