



## **BHT INNOVA E3 RDG-E ENDOSKOPIE REINIGUNGSMASCHINE - DOM 2018**

**SKU:** CM032024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **BHT Innova E3 RDG-E Endoskopie Reinigungsmaschine** ist ein hochmodernes Gerät, das speziell für die effiziente und sichere Reinigung von flexiblen Endoskopen entwickelt wurde. Das Modell stammt aus dem Herstellungsjahr **2018** (DOM 2018) und erfüllt höchste Ansprüche an Hygiene, Patientensicherheit und Prozessoptimierung in medizinischen Einrichtungen.

#### **Produktmerkmale und Funktionen:**

- **Automatisierte Reinigungsprozesse:** Die Maschine bietet vollständig automatisierte Reinigungszyklen, die eine gründliche Entfernung von organischen und anorganischen Rückständen garantieren.
- **Effiziente Desinfektion:** Die integrierte Desinfektionsfunktion sorgt für eine zuverlässige Keimreduktion gemäß den geltenden Normen und Richtlinien.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Ein intuitives Steuerungssystem ermöglicht eine einfache Programmwahl und Überwachung des Reinigungsprozesses.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Die Maschine ist kompatibel mit verschiedenen Endoskoptypen und -größen, wodurch sie universell einsetzbar ist.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Sensoren und automatische Überwachung gewährleisten die Einhaltung der definierten Reinigungsparameter und verhindern Fehlfunktionen.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und eine solide Konstruktion garantieren eine lange Lebensdauer und eine einfache Wartung.

#### **Anwendungsbereiche:**

Die BHT Innova E3 RDG-E ist ideal geeignet für Krankenhäuser, ambulante Kliniken, Arztpraxen und andere

medizinische Einrichtungen, die flexible Endoskope einsetzen. Sie unterstützt die Einhaltung von Hygienevorschriften und trägt maßgeblich zur Patientensicherheit bei.

**Technische Daten (Auszug):**

- Herstellungsjahr: 2018 (DOM 2018)
- Reinigungsprogramme: mehrere wählbare Zyklen für unterschiedliche Endoskoptypen
- Wasserverbrauch: optimiert für ressourcenschonenden Betrieb
- Abmessungen: kompakt und platzsparend gestaltet
- Bedienung: Touchscreen oder Tastenfeld

**Fazit:**

Die *BHT Innova E3 RDG-E Endoskopie Reinigungsmaschine* ist eine zuverlässige, effiziente und anwenderfreundliche Lösung für die professionelle Reinigung und Desinfektion von Endoskopen. Mit ihrer modernen Technologie unterstützt sie medizinische Einrichtungen dabei, höchste Hygienestandards einzuhalten und die Sicherheit der Patienten nachhaltig zu gewährleisten.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Versand**

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem  
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen

**Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.  
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.  
Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen

**Lieferumfang**

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.  
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.  
Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

