



BIOMETRA THERMOBLOCK TB2 BLOCK HEATER - KNOPF EINGEDRÜCKT

SKU: AT072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Biometra THERMOBLOCK TB2 BLOCK HEATER ist ein präziser Blockheizer, der eine gleichmäßige und zuverlässige Temperaturkontrolle für Laborproben gewährleistet. Der eingedrückte Knopf ermöglicht eine einfache Bedienung und sichert eine stabile Erwärmung, ideal für wissenschaftliche und medizinische Anwendungen.



Categories: [Laborequipment](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

