



BINDER ED-115 TROCKENSCHRANK WÄRMESCHRANK

SKU: DK092017

zzgl. [Versandkosten](#)

Binder Trockenschrank 300° ED-115
Art.-Nr. 16706, Hersteller / Producer: Binder
Binder

Trockenschrank

Nenntemperatur: 300°C

ED-115

Innenmaße: B:60cm H:48cm T:40cm

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Binder Trockenschrank 300° ED-115

Art.-Nr. 16706, Hersteller / Producer: Binder

Binder

Trockenschrank

Nenntemperatur: 300°C



ED-115

Innenmaße: B:60cm H:48cm T:40cm

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 50 kg



GALLERIE

