



BIOMETRA BDA BOX2 - UVSTAR

SKU: NL012025

5.399,00 € ~~5.265,00 €~~

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Biometra BDA Box2 - UVstar ist eine robuste, sichere und effiziente Lösung für die Visualisierung von DNA- und RNA-Proben nach der Gelelektrophorese. Sie bietet eine hochwertige Fotodokumentation mit optimierten UV-Wellenlängen und ist eine wertvolle Ausrüstung in modernen molekularbiologischen Labors. Das Gerät trägt zu präzisen und sicheren Ergebnissen in der molekularen Forschung und Analyse bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

