



BK B&K 8818 PROSTATE TRIPLANE

SKU: L062025

zzgl. [Versandkosten](#)

BK B&K 8818 Prostate Triplane ist ein hochauflösendes Ultraschallsystem, speziell entwickelt für präzise dreidimensionale Bildgebung der Prostata. Es bietet exzellente Darstellung und unterstützt effektiv Diagnose sowie Therapieplanung urologischer Erkrankungen.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

