



## **BK MEDICAL 2202 + 8820E KONVEX + 8811 LINEAR ULTRASCHALLGERÄT**

**SKU:** CA062025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Das BK Medical 2202 Ultraschallgerät** kombiniert mit den Sonden 8820e Konvex und 8811 Linear bietet hochauflösende Bildgebung für präzise Diagnostik in verschiedenen medizinischen Fachgebieten. Die vielseitigen Sonden gewährleisten optimale Darstellung von oberflächlichen und tiefen Gewebestrukturen, unterstützt durch fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien für zuverlässige Ergebnisse.



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden / Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **BK Medical 2202 Ultraschallgerät** in Kombination mit den Sonden **8820e Konvex** und **8811 Linear** stellt eine vielseitige, leistungsstarke Lösung für diagnostische Bildgebungen in der medizinischen Praxis dar. Diese Kombination bietet herausragende Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und eine breite Anwendbarkeit in verschiedenen klinischen Bereichen.

Das BK Medical 2202 ist ein kompaktes, mobiles Ultraschallsystem, das speziell für den flexiblen Einsatz in Klinik, Praxis oder am Patientenbett entwickelt wurde. Es überzeugt durch eine intuitive Benutzeroberfläche, schnelle Bildgebung und eine robuste Bauweise, die den Anforderungen des klinischen Alltags gerecht wird.

**Technische Highlights des BK Medical 2202 Ultraschallgeräts:**

- **Hohe Auflösung:** Präzise Bilddarstellung für eine zuverlässige Diagnostik
- **Schnelle Bildverarbeitung:** Minimale Wartezeiten mit Echtzeit-Bildgebung
- **Ergonomisches Design:** Leichtes Handling und mobil einsetzbar
- **Umfangreiche Konnektivität:** Schnittstellen für Datenmanagement und Bildarchivierung

Die **8820e Konvexsonde** ist ideal für abdominale Untersuchungen, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie für die Untersuchung von Weichteilgeweben. Sie zeichnet sich durch einen weiten Schallkopfbereich aus, der tiefere Gewebeschichten mit exzellenter Penetration und Bildqualität erfasst.

Die **8811 Linearsonde** ergänzt das System optimal für oberflächliche Strukturen wie Gefäße, Muskeln, Sehnen und kleine Organe. Sie liefert hochaufgelöste Bilder mit hoher Detailgenauigkeit und eignet sich hervorragend für Gefäßdiagnostik, Orthopädie und interventionelle Verfahren.

#### **Zusammenfassung der Sondenfunktionen:**

- **8820e Konvex:** Weitwinkel, tiefe Gewebedarstellung, abdominale und gynäkologische Anwendungen
- **8811 Linear:** Hochauflösende Darstellung oberflächlicher Strukturen, ideal für Gefäß- und Muskeldiagnostik

Diese Kombination aus dem BK Medical 2202 Ultraschallgerät und den beiden hochwertigen Sonden bietet eine umfassende Lösung für präzise, schnelle und vielseitige Ultraschalldiagnostik. Sie unterstützt medizinisches Personal dabei, fundierte Diagnosen sicher und effizient zu stellen.

**Fazit:** Das BK Medical 2202 mit den Sonden 8820e Konvex und 8811 Linear ist ein leistungsstarkes, flexibles Ultraschallsystem, das moderne Bildgebungstechnologie mit einfacher Bedienbarkeit verbindet – ideal für vielfältige klinische Anwendungen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

