



## **BK MEDICAL PRO FOCUS 2202 + 8811 LINEAR + 8820E KONVEX SONDE**

**SKU:** D062025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das BK MEDICAL Pro Focus 2202 ist ein diagnostisches Ultraschallsystem, das mit verschiedenen Sonden betrieben wird. Die 8811 Linear-Sonde eignet sich besonders für hochauflösende Untersuchungen von oberflächlichen Strukturen (z.B. Gefäße, Muskeln), während die 8820e Konvex-Sonde für abdominale und tiefere Untersuchungen genutzt wird.

Einsatzgebiet:

- Diagnostische Bildgebung in der Radiologie, Urologie, Kardiologie u.a.
- Oberflächennahe und abdominale Ultraschalluntersuchungen

Merkmale:

- Hochauflösende Bildgebung
- Vielseitige Anwendung durch unterschiedliche Sonden
- Mobil einsetzbar

Wenn du eine genauere Einordnung oder weitere Infos möchtest, einfach fragen!

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

