



[BK MEDICAL PRO FOCUS ULTRASOUND - DEFEKT](#)

SKU: BX122025

zzgl. [Versandkosten](#)

BK Medical Pro Focus Ultrasound - Defekt: Das BK Medical Pro Focus Ultrasound-Gerät weist einen Defekt auf, der die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Vor dem Einsatz ist eine fachgerechte Überprüfung und Reparatur erforderlich, um genaue diagnostische Ergebnisse sicherzustellen.



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **BK Medical Pro Focus Ultrasound** ist ein hochmodernes Ultraschallsystem, das speziell für die präzise Bildgebung in der Urologie, Chirurgie und anderen medizinischen Fachgebieten entwickelt wurde. Es bietet eine herausragende Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, um eine genaue Diagnostik und Behandlung zu unterstützen.

Produktmerkmale:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Das System liefert klare, detaillierte Bilder, die eine präzise Diagnostik ermöglichen.
- **Ergonomisches Design:** Intuitive Bedienoberfläche und benutzerfreundliche Steuerung erleichtern den klinischen Alltag.
- **Vielseitige Sondenkompatibilität:** Unterstützt eine breite Palette an Sonden für verschiedene Anwendungen, einschließlich transrektaler und intraoperativer Untersuchungen.



- **Mobiles und kompaktes System:** Ermöglicht flexible Nutzung in unterschiedlichen klinischen Umgebungen.
- **Fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen:** Verbessern die Darstellung von Gewebe- und Gefäßstrukturen.

Indikationen und Anwendungen:

- Urologische Diagnostik, insbesondere Prostatabildgebung
- Intraoperative Bildgebung zur Unterstützung chirurgischer Eingriffe
- Gefäßdiagnostik und allgemeine Ultraschalluntersuchungen
- Biopsieplanung und -führung

Wartung und Support: Im Falle eines Defekts steht ein professioneller Kundendienst von BK Medical zur Verfügung. Es wird empfohlen, bei technischen Problemen ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal hinzuzuziehen, um eine sichere und fachgerechte Reparatur zu gewährleisten. Regelmäßige Wartung und Updates tragen zur Verlängerung der Lebensdauer und zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Systems bei.

Zusammenfassung: Das BK Medical Pro Focus Ultrasound kombiniert modernste Technologie mit anwenderfreundlichem Design, um eine exzellente Bildgebung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der medizinischen Diagnostik zu bieten. Bei technischen Defekten ist eine schnelle und professionelle Instandsetzung entscheidend, um den klinischen Betrieb ohne Unterbrechungen fortzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

