



## **BLANCO MODULSCHRANK 042521 543297 - PRAXISMÖBEL**

**SKU:** EY042025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Blanco Modulschrank 042521 543297** ist ein hochwertiger Praxisschrank, der durch seine robuste Verarbeitung und funktionale Aufteilung optimal zur sicheren Aufbewahrung medizinischer Materialien und Geräte geeignet ist. Das zeitlose Design und die langlebigen Materialien gewährleisten eine einfache Reinigung und lange Nutzungsdauer in anspruchsvollen Praxisumgebungen.



---

**Categories:** [Möbel und Praxiseinrichtung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Blanco Modulschrank 042521 543297** ist ein hochwertiges Praxismöbel, das speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen konzipiert wurde. Dieses Modul bietet eine optimale Kombination aus Funktionalität, Langlebigkeit und ansprechendem Design, um den Anforderungen moderner Praxen gerecht zu werden.

### **Material und Verarbeitung:**

Der Schrank besteht aus robustem, leicht zu reinigendem Material, das den strengen Hygieneanforderungen in medizinischen Umgebungen entspricht. Die Oberflächen sind widerstandsfähig gegenüber Desinfektionsmitteln und mechanischen Belastungen, was eine langfristige Nutzung gewährleistet.

### **Design und Funktionalität:**

- **Modulares Konzept:** Der Schrank kann flexibel in bestehende oder neue Praxiseinrichtungen integriert werden und lässt sich mit weiteren Blanco Modulen kombinieren.



- **Optimale Raumnutzung:** Mit mehreren Fächern und Schubladen bietet der Modulschrank ausreichend Stauraum für medizinisches Zubehör, Dokumente und Geräte.
- **Ergonomische Gestaltung:** Die Griffe und Öffnungsmechanismen sind benutzerfreundlich gestaltet, um eine einfache Handhabung im Praxisalltag zu gewährleisten.

### **Hygiene und Sicherheit:**

Der Blanco Modulschrank erfüllt die Anforderungen an hygienische Arbeitsumgebungen in Arztpraxen, Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen. Die glatten Oberflächen verhindern die Ansammlung von Schmutz und erleichtern die Reinigung, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen minimiert wird.

### **Anwendungsbereiche:**

Dieser Modulschrank eignet sich ideal für:

- Arztpraxen und Facharztzentren
- Therapie- und Behandlungsräume
- Laborbereiche
- Apotheken und Sanitätshäuser

### **Zusammenfassung:**

Der Blanco Modulschrank 042521 543297 ist ein zuverlässiges und funktionales Praxismöbel, das durch seine robuste Bauweise, modulare Flexibilität und hygienische Eigenschaften überzeugt. Er unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der effizienten Organisation und Aufbewahrung von Praxisutensilien und trägt somit zu einem reibungslosen Praxisablauf bei.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

