



BLANCO (TRUMPF) BMT- LAG.80 LADEGERÄT // AKKU FÜR OP TISCH

SKU: U042014

999,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller. Blancomed

Modell . BMT LAG.80

220 V 50 - 60 Hz,

Leistungsaugnahme . 900VA

Leistungsausgang . 13A/48V

Leistungsausgang. 4A/28,3V

Unter anderen für BMT 5001

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller. Blancomed

Modell . BMT LAG.80

220 V 50 - 60 Hz,



Leistungsaugnahme . 900VA

Leistungsausgang . 13A/48V

Leistungsausgang. 4A/28,3V

Unter anderen für BMT 5001

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

