



## **BOSTON SCIENTIFIC M00441000 METRIQ BEWÄSSERUNGSPUMPE**

**SKU:** GG092025

zzgl. [Versandkosten](#)

### **Boston Scientific M00441000 MetriQ**

**Bewässerungspumpe** ist eine präzise entwickelte Pumpe zur kontrollierten Spülung in medizinischen Verfahren, die eine zuverlässige und gleichmäßige Flüssigkeitszufuhr gewährleistet. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in minimalinvasiven Eingriffen und unterstützt so eine optimale Sicht und Sicherheit während der Behandlung.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#), [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Boston Scientific M00441000 MetriQ Bewässerungspumpe** ist ein hochentwickeltes medizinisches Gerät, das speziell für die präzise und zuverlässige Bewässerung während endoskopischer und chirurgischer Eingriffe entwickelt wurde. Dieses Gerät unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, optimale Sichtverhältnisse zu gewährleisten und die Patientensicherheit zu erhöhen.

### **Produktmerkmale und Vorteile:**

- **Präzise Steuerung:** Die MetriQ Pumpe ermöglicht eine exakte Dosierung der Bewässerungsflüssigkeit, was eine kontrollierte Spülung und Kühlung während der Anwendung sicherstellt.
- **Hohe Kompatibilität:** Sie ist kompatibel mit verschiedenen Endoskopen und Zubehörteilen, wodurch sie vielseitig einsetzbar ist.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Die intuitive Bedienoberfläche erlaubt eine einfache Handhabung und schnelle



Anpassung der Flussrate, was die Effizienz im OP oder bei diagnostischen Verfahren erhöht.

- **Zuverlässigkeit und Sicherheit:** Mit integrierten Sicherheitsmechanismen schützt die Pumpe vor Überdruck und gewährleistet einen konstanten Fluss, um Gewebeschäden zu vermeiden.
- **Robustes Design:** Das kompakte und langlebige Gehäuse ist für den anspruchsvollen klinischen Einsatz konzipiert und leicht zu reinigen sowie zu desinfizieren.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Endoskopische Verfahren wie Hysteroskopie, Urologie und Gastroenterologie
- Minimalinvasive Operationen, bei denen eine kontinuierliche und kontrollierte Spülung erforderlich ist
- Diagnostische Eingriffe zur Verbesserung der Sicht durch Entfernung von Blut, Schleim oder Gewebetrümmern

Die **Boston Scientific M00441000 MetriQ Bewässerungspumpe** ist somit ein unverzichtbares Instrument für Kliniken und Praxen, die höchste Ansprüche an Qualität, Präzision und Sicherheit bei der Bewässerung während medizinischer Eingriffe stellen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

