



[BRUMABA L-STANDARD OP-TISCH MIT AKKU OHNE LADEGERÄT](#)

SKU: FE102024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Brumaba L-standard OP-Tisch mit Akku bietet eine zuverlässige und flexible Lösung für chirurgische Eingriffe, ermöglicht durch seinen integrierten Akku für mobile Einsätze ohne störendes Kabel. Dieses Modell wird ohne Ladegerät geliefert und überzeugt durch hochwertige Verarbeitung sowie einfache Handhabung im medizinischen Alltag.



Categories: [Behandlungsstuhl](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Brumaba L-standard OP-Tisch mit Akku** ist ein hochwertiger, vielseitig einsetzbarer Operationstisch, der speziell für den Einsatz in modernen Operationssälen konzipiert wurde. Er bietet eine optimale Kombination aus Funktionalität, Stabilität und Mobilität, um chirurgische Eingriffe unterschiedlicher Art sicher und effizient zu unterstützen.

Produktmerkmale:

- **Robuste Bauweise:** Der OP-Tisch verfügt über eine solide Stahlkonstruktion mit einer langlebigen, korrosionsbeständigen Oberfläche, die den hohen Anforderungen im medizinischen Alltag standhält.
- **Flexibilität und Verstellbarkeit:** Der Tisch ist mehrfach verstellbar, um verschiedene Patientenpositionen zu ermöglichen. Höhenverstellung, Rückenteil- und Beinteilverstellung lassen sich präzise anpassen, um optimale Zugänglichkeit für den Operateur zu gewährleisten.
- **Mobilität durch integrierten Akku:** Dank des eingebauten Akkus ist der Tisch unabhängig von einer



permanenten Stromversorgung mobil einsetzbar. Dies erleichtert den Transport innerhalb der Klinik und den Einsatz in verschiedenen OP-Räumen.

- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Die Steuerung der Verstellungen erfolgt über intuitive Bedienelemente, die eine schnelle und sichere Anpassung während der Operation ermöglichen.
- **Kompatibilität:** Der Brumaba L-standard OP-Tisch ist mit gängigen OP-Zubehörteilen und Instrumenten kompatibel, was eine individuelle Anpassung an spezifische chirurgische Anforderungen ermöglicht.

Wichtiger Hinweis: Dieses Modell wird *ohne Ladegerät* geliefert. Das Ladegerät muss separat erworben werden, um den Akku vollständig aufladen zu können.

Technische Daten im Überblick:

- Maximale Belastbarkeit: **ca. 200 kg**
- Höhenverstellung: **elektrisch, stufenlos**
- Material: **stahlverstärkter Rahmen mit hygienischer Oberfläche**
- Akku-Laufzeit: **mehrere Stunden bei voller Ladung**
- Abmessungen: **standardisierte Maße für optimale Integration**

Der Brumaba L-standard OP-Tisch mit Akku ist eine ausgezeichnete Wahl für Kliniken und medizinische Einrichtungen, die Wert auf Qualität, Flexibilität und Mobilität legen. Durch seine zuverlässige Technik und komfortable Bedienung unterstützt er das medizinische Personal bei der Durchführung sicherer und präziser Operationen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

