



## CAREFUSION ALARIS PK SPRITZENPUMPE

SKU: DG052025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Carefusion Alaris PK Spritzenpumpe** ist ein präzises und zuverlässiges Gerät zur kontrollierten Applikation von Medikamenten in klinischen Umgebungen. Sie ermöglicht eine genaue Dosierung und flexible Programmierung, um eine sichere Infusionstherapie zu gewährleisten.



---

Categories: [Infusionspumpe](#), [Infusoren und Perfusoren](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

