



## CAREFUSION ALARIS TIVA SPRITZENPUMPE

SKU: IE102025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Carefusion Alaris TIVA Spritzenpumpe** ist ein präzises und zuverlässiges Infusionsgerät, speziell entwickelt für die kontrollierte Verabreichung von Medikamenten in der Total Intravenösen Anästhesie (TIVA). Sie gewährleistet eine exakte Dosierung und einfache Handhabung im klinischen Alltag.



---

Categories: [Patientenversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Carefusion Alaris TIVA Spritzenpumpe** ist ein hochmodernes Infusionsgerät, das speziell für die sichere und präzise Verabreichung von Medikamenten im Rahmen der Total Intravenous Anesthesia (TIVA) entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine zuverlässige Lösung für die kontrollierte intravenöse Applikation, insbesondere in der Anästhesie und Intensivmedizin.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Dosierung:** Die Pumpe ermöglicht eine exakte und kontinuierliche Steuerung der Infusionsrate, was eine optimale Medikamentenverteilung sicherstellt.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Ein intuitives Display und klare Bedienelemente erleichtern die Handhabung und minimieren Bedienfehler.
- **Vielfältige Sicherheitssysteme:** Integrierte Alarmer und Monitoring-Funktionen warnen frühzeitig vor Fehlfunktionen, Blockaden oder Luft im Schlauchsystem.
- **Kompaktes und ergonomisches Design:** Die Spritzenpumpe ist platzsparend konstruiert und eignet sich ideal für den Einsatz im OP, auf Intensivstationen sowie in der Notfallmedizin.



- **Kompatibilität:** Sie ist mit einer breiten Palette von Spritzen unterschiedlicher Hersteller kompatibel und unterstützt dadurch flexible Anwendungsmöglichkeiten.

### **Anwendungsbereiche:**

Die Carefusion Alaris TIVA Spritzenpumpe wird bevorzugt eingesetzt bei:

- Total Intravenous Anesthesia (TIVA) zur kontinuierlichen Verabreichung von Anästhetika
- Intensivmedizinischer Therapie zur kontrollierten Gabe von Medikamenten
- Postoperativer Schmerztherapie
- Präziser Infusionstherapie bei kritisch kranken Patienten

Durch die Kombination aus fortschrittlicher Technologie, hoher Zuverlässigkeit und anwenderorientiertem Design stellt die Carefusion Alaris TIVA Spritzenpumpe eine wertvolle Unterstützung für medizinisches Fachpersonal dar, die höchste Anforderungen an Sicherheit und Präzision erfüllen müssen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

