



## CARESTREAM DRX-REVOLUTION MOBILE X-RAY SYSTEM DOM 2018

SKU: DH122025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Carestream DRX-Revolution Mobile X-ray System DOM 2018** ist ein hochmodernes mobiles Röntgengerät, das flexible und schnelle Bildgebung direkt am Patientenbett ermöglicht. Mit integrierter digitaler Detektortechnologie liefert es qualitativ hochwertige Aufnahmen bei minimaler Strahlenbelastung und unterstützt so effiziente diagnostische Abläufe in Klinik und Praxis.



---

Categories: [Radiologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Carestream DRX-Revolution Mobile X-ray System DOM 2018** ist eine hochmoderne Lösung für die digitale Radiographie, speziell entwickelt, um maximale Flexibilität, Mobilität und Bildqualität in klinischen Umgebungen zu gewährleisten. Dieses mobile Röntgengerät ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Notfallzentren, Intensivstationen sowie in der Patientenversorgung am Bett.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Innovative Digitaltechnik:** Das System nutzt die Carestream DRX-Technologie, die eine sofortige Bildaufnahme und -verfügbarkeit ermöglicht, um schnelle diagnostische Entscheidungen zu unterstützen.
- **Ergonomisches Design:** Das mobile Gerät ist kompakt und wendig gestaltet, was eine einfache Navigation durch enge Krankenhausflure und Patientenzimmer erlaubt.
- **Hohe Bildqualität:** Die fortschrittliche Flat-Panel-Detektortechnologie gewährleistet gestochen scharfe Bilder mit hoher Auflösung, die eine präzise Diagnostik unterstützen.



- **Flexible Positionierung:** Der bewegliche Arm und die vielseitigen Einstellmöglichkeiten erlauben eine optimale Anpassung an verschiedene Untersuchungsarten und Patientenpositionen.
- **Schnelle Arbeitsabläufe:** Durch die Integration in bestehende Krankenhausinformationssysteme (KIS) und PACS wird der Bilddatenfluss optimiert und Wartezeiten minimiert.
- **Robuste Bauweise:** Das System ist für den täglichen intensiven Gebrauch konzipiert und bietet eine hohe Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

#### **Technische Details:**

- Detektortyp: DRX-1C oder DRX-1 Detektor mit kabelloser Übertragung
- Bildgebung: Direkte digitale Radiographie mit sofortiger Bildverfügbarkeit
- Beweglichkeit: 360° drehbarer und teleskopierbarer Arm für flexible Positionierung
- Display: Integrierter Touchscreen zur Steuerung und Bildkontrolle
- Kompatibilität: Unterstützung gängiger DICOM-Standards für nahtlose Integration
- Stromversorgung: Akku-betrieben für mehrere Stunden Mobilbetrieb

Das **Carestream DRX-Revolution Mobile X-ray System DOM 2018** stellt eine zukunftsweisende Lösung dar, die durch ihre Kombination aus Mobilität, Bildqualität und Anwenderfreundlichkeit überzeugt. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, Diagnosen schnell und präzise zu stellen, und verbessert somit die Patientenversorgung nachhaltig.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

